



Паспорт качества № _____
ГНЮИ.332339.001 ПС

Наименование изделия: Устройство для экспресс-диагностики хеликобактериоза по уреазной активности биоптата (in vitro) тест – система ХЕЛПИЛ® (Бланк)
Наименование изготовителя: ООО «Ассоциация Медицины и Аналитики»
Технические условия: ТУ 9398-001-45564088-2009 с изм. 2
Номер партии:

Срок годности:

Состав: тест – система ХЕЛПИЛ® (Бланк)
Комплект поставки: Устройство, инструкция по применению, паспорт.
Результаты испытаний:

Наименование показателя	Характеристика и нормы	Результаты испытаний
1. Внешний вид	Подложка прямоугольной формы с лункой, в которой закреплен индикаторный диск, герметично защищенный прозрачной пленкой.	
	Цвет индикаторного диска: от светло-желтого до темно-желтого с вкраплениями красного цвета (поля Цветовой шкалы для внутреннего контроля качества устройства: № 1,2,3,4)	
2. Технические характеристики		
2.1 Основные размеры устройства	размер подложки (87,0±3,0) x (36,0±3,0) мм	
	диаметр индикаторного диска (6,0±2,0) мм	
2.2 Масса устройства	не более 3,0 г	
3. Аналитические характеристики		
3.1 Чувствительность	13 е.а. Определяется по стандартному положительному образцу предприятия СОП ¹⁰⁺ -001: - Изменение цвета индикаторного диска с желтого на голубой или синий (поля Цветовой шкалы для внутреннего контроля качества устройства*: № 8, 9) при нанесении стандартного образца СОП ¹⁰⁺ -001, содержащего фермент уреазу. Время появления индикационного эффекта (поле Цветовой шкалы для внутреннего контроля качества устройства*: № 7): не более 10 с Время достижения стабильной окраски: 3 минуты	
3.2 Специфичность	Определяется по стандартному отрицательному образцу предприятия СОП ⁻ -001 и стандартному положительному образцу предприятия СОП ²⁰⁺ -001: - Отсутствие изменения цвета индикаторного диска (поля Цветовой шкалы для внутреннего контроля качества устройства*: № 1,2,3,4) при нанесении стандартного образца предприятия СОП ⁻ -001, не содержащего фермент уреазу. - Изменение цвета индикаторного диска с желтого на синий (поля Цветовой шкалы для внутреннего контроля качества устройства*: № 10,11) при нанесении стандартного образца СОП ²⁰⁺ -001, содержащего фермент уреазу. Время появления индикационного эффекта (поле Цветовой шкалы для внутреннего контроля качества устройства*: № 7): не более 10 с Время достижения стабильной окраски: 3 минуты	

Условия хранения: Хранение устройств должно осуществляться в упаковке изготовителя при температуре от плюс 15 °С до плюс 50 °С в защищенном от света месте. Место хранения должно быть защищено от возможных механических воздействий (трение, давление, удары). Изделия необходимо беречь от паров аммиака, попадания прямого солнечного света и влаги. Срок годности устройств – 24 месяца. После открытия пленки неиспользованные индикаторные диски устройства необходимо использовать в течение 8 часов.
Условия транспортирования: Устройства следует транспортировать всеми видами крытого транспорта при температуре от минус 50 °С до плюс 60 °С. Срок транспортировки - не более 30 дней.

Заключение: Устройство для экспресс-диагностики хеликобактериоза по уреазной активности биоптата (in vitro) тест – система ХЕЛПИЛ® (Бланк) соответствует требованиям ТУ 9398-001-45564088-2009 с изм. 2.

Штамп ОТК

МП

Инструкция по применению
ГНЮИ.332339.001 ИП, дата утверждения: 21.04.2016
Устройство для экспресс-диагностики хеликобактериоза по уреазной активности биоптата (in vitro) тест - система ХЕЛПИЛ® (Бланк)
Регистрационное удостоверение № ФСР 2007/00378 от 23.10.2017


1 НАЗНАЧЕНИЕ И ПРИНЦИП ДЕЙСТВИЯ

Устройство для экспресс-диагностики хеликобактериоза по уреазной активности биоптата (in vitro) тест – система ХЕЛПИЛ® (Бланк) предназначено для специфической быстрой диагностики инфекции *Helicobacter pylori* по уреазной активности биоптата. Тест-система ХЕЛПИЛ® (Бланк) может быть использована в практике врачей эндоскопистов после взятия биоптата в ходе проведения ФГДС при обследовании взрослых и детей. Принцип действия тест-системы ХЕЛПИЛ® основан на изменении цвета индикаторного диска при размещении на нем биоптата слизистой оболочки желудка. При наличии в биоптате уреазной активности на поверхности индикаторного диска появляется синее пятно.

2 ОПИСАНИЕ ИЗДЕЛИЯ

Устройство представляет собой прямоугольную подложку с лункой, в которой закреплен индикаторный диск, герметично защищенный прозрачной пленкой. Форма выпуска рассчитана на исследование 1 образца. По режиму применения устройство относится к изделиям однократного использования.

Принцип действия: в результате исследования определяется активность фермента уреазы, вырабатываемого бактерией *Helicobacter pylori* в желудке пациента. Определение основывается на следующей биохимической реакции:



Helicobacter pylori продуцирует большое количество фермента уреазы, который расщепляет мочевину с образованием аммиака. Устройство регистрирует изменение pH, вызванное образованием аммиака, изменением цвета pH-индикатора с желтого на синий.

3 СОСТАВ И КОМПЛЕКТАЦИЯ

В состав изделия входят устройства в количестве указанном в таблице 1.
Комплект поставки должен соответствовать указанному в таблице 1.
Таблица 1

Наименование	Количество, шт.
Устройство для диагностики хеликобактериоза по уреазной активности биоптата (in vitro) тест-система ХЕЛПИЛ® (Бланк)	50 или 100
Эксплуатационная документация	
Инструкция по применению	1
Паспорт	1

Устройства в первичной упаковке, инструкция по применению и паспорт уложены в картонные коробки.
Примечание: По желанию заказчика базовая комплектация может быть изменена.

4 АНАЛИТИЧЕСКИЕ И ДИАГНОСТИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

4.1. Чувствительность устройства (минимально определяемое количество фермента уреазы, определяемое изделием) – 13 е.а.
- определяется по стандартному положительному образцу предприятия СОП¹⁰⁺-001, содержащему фермент уреазу, как наличие изменения цвета индикаторного диска с желтого на голубой или синий.
4.2 Специфичность устройства определяется:
- по стандартному отрицательному образцу предприятия СОП⁻-001, не содержащему фермент уреазу, как отсутствие изменения цвета индикаторного диска;
- по стандартному положительному образцу предприятия СОП²⁰⁺-001, содержащему фермент уреазу, как наличие изменения цвета индикаторного диска с желтого на синий.

5 МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

Потенциальный риск применения устройства - класс 1 (Приказ МЗ РФ № 4н от 06.06.2012).

Устройство является безопасным для персонала и окружающей среды. При изготовлении изделия не используются материалы, которые опасны для окружающей среды и человека.

Все исследуемые образцы должны считаться потенциально инфицированными. При работе с образцами всегда используйте перчатки. Не используйте изделия в случае наличия повреждения подложки или пленки. Не используйте изделия после окончания срока годности.

Утилизацию или уничтожение, дезинфекцию устройств следует проводить в соответствии с СанПиН 2.1.7.2790-10 "Санитарно-эпидемиологические требования к обращению с медицинскими отходами" и МУ-287-113 "Методические указания по дезинфекции, предстерилизационной очистке и стерилизации изделий медицинского назначения".

6 ПЕРСОНАЛ

Исследование должно проводиться персоналом, имеющим соответствующую квалификацию.

7 МАТЕРИАЛЫ

- Пинцет
- Таймер
- Неопудренные перчатки

8 ИССЛЕДУЕМЫЕ ОБРАЗЦЫ

В качестве исследуемого материала может быть использован:

- биоптат любого отдела желудка;
- биоптат луковицы двенадцатиперстной кишки.

Размер биоптата должен быть не менее 2 мм (по каждому измерению).

Анализ биоптата необходимо проводить непосредственно после взятия биоптата в процессе проведения ФГДС. Не допускается хранение исследуемых образцов перед исследованием. Предварительная обработка образцов не требуется.

9 ПОДГОТОВКА К ТЕСТИРОВАНИЮ

- Освободите поверхность индикаторного диска от пленки, отклеив ее от основания подложки.
- Положите полимерную подложку с диском на ровную белую поверхность.

10 ПРОВЕДЕНИЕ ТЕСТИРОВАНИЯ

- Положите биоптат на поверхность индикаторного диска при помощи чистого и сухого пинцета, включите секундомер.

Внимание! Биоптат должен быть помещен на индикаторный диск, а не за его пределы!



- Закройте биоптат отклеенной пленкой.
- В течение 3 минут возможно развитие окраски цветового пятна. Через 3 минуты оцените факт его появления или отсутствия на индикаторном диске с обратной стороны подложки.
- Если определение затруднено, откройте пленку от подложки, снимите биоптат с индикаторного диска и оцените факт появления цветового пятна под ним.

11 ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТА ТЕСТИРОВАНИЯ

Появление синего пятна хотя бы с одной стороны индикаторного диска свидетельствует о наличии уреазной активности биоптата. Чем выше уреазная активность, тем интенсивнее окраска в сторону синего и шире цветовое пятно.

- Если в течение 3 минут на индикаторном диске постепенно появляется синее пятно, то результат тестирования считается положительным (НР +).
- Если по истечении 3 минут на индикаторном диске не появляется синее пятно, то результат тестирования считается отрицательным (НР -).

Внимание! Любые изменения после истечения 3 минут не следует принимать во внимание.

№	В момент помещения биоптата	Спустя 3 минуты после помещения биоптата			Результат
		Лицевая сторона	Оборотная сторона	Лицевая сторона, биоптат снят	
1					Наличие уреазной активности НР+
2					
3					Отсутствие уреазной активности НР-

Внимание! При интерпретации результатов тестирования необходимо учитывать только синюю окраску индикаторного диска! Если по истечении 3 минут на индикаторном диске не появляется синее пятно – результат тестирования считается отрицательным!

Внимание! Использованный биоптат пригоден для дальнейшего гистологического или микробиологического исследования.

Примечание:

- Использование пеногасителей, спирта, воды не оказывает влияния на результат тестирования;
- В случае использования щелочных дезинфектантов, формалина, анестетиков (лидокаин и пр.) в момент помещения биоптата на индикаторный диск возможно мгновенное появление неспецифических серо-зеленых окрашиваний диска, которые не следует расценивать как положительный результат.



12 ОГРАНИЧЕНИЯ

Недостоверные результаты анализа могут иметь место в случае:

- ✓ если в течение 4-6 недель перед обследованием пациент принимал антибиотики;
- ✓ если в течение 14 дней перед обследованием пациент принимал антациды (ингибиторы протонной помпы или H2-блокаторы), противовоспалительные средства, препараты висмута, антисекреторные препараты и анальгетики.

Результаты теста должны интерпретироваться врачом с учетом клиники заболевания и любой другой информации, находящейся в распоряжении врача.

13 УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ И ТРАНСПОРТИРОВКИ

- Хранение изделий должно осуществляться в упаковке изготовителя при температуре от плюс 15 °С до плюс 50 °С в защищенном от света месте.
- Место хранения должно быть защищено от возможных механических воздействий (трение, давление, удары).
- Изделия необходимо беречь от паров аммиака и попадания прямого солнечного света и влаги.
- Срок годности устройств – 24 месяца с даты изготовления.
- Изделия следует транспортировать всеми видами крытого транспорта при температуре от минус 50 °С до плюс 60 °С. Срок транспортировки - не более 30 дней.
- После открытия пленки неиспользованный индикаторный диск устройства необходимо использовать в течение 8 часов.

14 УСЛОВИЯ ОТПУСКА

Для учреждений здравоохранения.

По вопросам качества изделия следует обращаться в ООО «Ассоциация Медицины и Аналитики»

Адрес: 199034 Санкт-Петербург 17-я линия В.О. д. 4-6, лит.Е, пом.1Н, тел/факс: (812) 380-7699; (812) 321-7501

e-mail: ama@sp.ru , director@amamed.ru, заказ на сайте ama.sp.ru