

BN-17/120, комплект стаканов к ротору R-12/15

ОПИСАНИЕ

Запасной комплект стаканов (12 шт.) к ротору R-12/15. Пластиковые стаканы.

СПЕЦИФИКАЦИЯ

Объем	15 мл
Макс. скорость	4200 об/мин
Производители пробирок:	Nunc, Greiner, Sarstedt, Corning, Greiner Bio-one и т.д.
Автоклавируемая	+



КАТ. HOMEP

BS-010208-TK

BN-17/120

АКСЕССУАРЫ



LMC-3000

Without rotor

Центрифуга медицинская лабораторная

LMC-3000 - современная настольная низкоскоростная центрифуга, предназначенная для работы с 96-луночными микропланшетами, лабораторными пробирками до 50 мл и гелевыми картами. Широко применяется в лабораториях биомедицинского профиля.

Особенности:

- Удобный ввод параметров ...

[читать далее](#)



LMC-12

Without rotor

Центрифуга лабораторная

LMC-12 - современная настольная низкоскоростная центрифуга, предназначенная для работы с 96-луночными микропланшетами, лабораторными пробирками до 50 мл и гелевыми картами. Широко применяется в лабораториях биомедицинского профиля.

Особенности:

- Удобный ввод параметров ...

[читать далее](#)



LMC-4200R

Without rotor

Центрифуга лабораторная с охлаждением

Лабораторная настольная центрифуга с охлаждением LMC-4200R обеспечивает контроль температуры биоматериала в процессе центрифугирования. Контроль так называемой «холодовой полки» является «золотым стандартом» энзимологов и клеточных биологов, поскольку он создает необходимые условия ...

[читать далее](#)



R-12/15 ротор

BS-010208-EK

Одноразовая пробирка пластиковая с коническим дном и крышкой



Ri-12/15 ротор

BS-010221-KK

Одноразовая пробирка пластиковая с коническим дном и крышкой