

Очковая оправа HEINE S-Frame® / защитный щиток S-Guard®

HEINE S-Frame® - это особая очковая оправа, которая подходит для любой формы головы и лица. Ультралегкая и удобная в работе. Комбинируется со всеми бинокулярными лупами HR, HRP и HR-C. В версии с защитным щитком S-Guard, S-Frame может крепиться к головному шлему Professional L и головному обручу Lightweight.



∴ Очень легкая оправа

∴ Любая форма головы и лица

∴ Механизм подъема оптики

- ∴ **Максимальный комфорт благодаря современному и эргономичному дизайну.** Удобная оправа, подходящая для любой формы головы и лица, максимально комфортна при работе.
- ∴ **Регулируемая.** Возможность регулировки по всем направлениям. Регулируемые дужки, благодаря применению материала KYNETIUM™. Регулируемые носовые упоры с силиконовым покрытием для максимального комфорта и стабильности, подходят для любой формы носа. Силиконовое покрытие предотвращает скольжение.
- ∴ **Очень легкая (24 г).** Благодаря применению высокотехнологичных современных материалов.
- ∴ **Современные технологии и инновационные материалы.** Карбоновая оправа. Дужки сделаны из алюминиевого сплава (KYNETIUM™) и магния. Эластичность, благодаря силиконовым элементам, и прочность за счет применения титана.
- ∴ **Прочные поликарбонатные защитные стекла.** Превосходная защита, даже при комбинации с креплением на обруч/шлем. Заменяемые линзы доступны в двух вариантах размера. Защита от царапин. Превосходная четкая визуализация.
- ∴ **Возможность вставки корректирующих линз.** Опционально доступна корректирующая оправа, в которую Вы можете вставить корректирующие стекла. Простое зажимное крепление.
- ∴ **Механизм подъема оптики.** Механизм крепления оптики поднимается и позволяет пользователю откинуть оптику вверх и посмотреть в поле зрения без увеличения. Крепление для бинокулярных луп HR, HRP и HR-C.
- ∴ **Дополнительные принадлежности.** Стекла, чистящая жидкость, носовые упоры, запасные части и др.

- ∴ **Быстрая и простая настройка бинокулярных луп на шлеме или обруче с защитным щитком S-Guard.** Всегда идеальное положение бинокулярных луп после первой установки. Фиксированное положение бинокулярных луп на защитном щитке S-Guard и жесткое крепление между шлемом и носовыми упорами гарантирует Вам, отсутствие смещения лупы после ее установки. Эргономичные носовые упоры также гарантируют комфорт и надежную позицию бинокулярных луп.



S-Frame* для бинокулярных луп HR, HRP, HR-C, включая шнурок для оправы	C-000.32.301
S-Frame* для непрямых офтальмоскопов SIGMA 150 и 150 M2, включая шнурок для оправы	C-000.33.036
S-Guard* для крепления на шлем Professional L	C-000.32.403
S-Guard* для крепления на обруч Lightweight	C-000.32.401
S-Guard* для крепления на налобный осветитель 3S LED	J-000.31.351
S-Guard* для крепления на налобный осветитель MD 1000 F.O.	J-000.31.241

*с большими очковыми стеклами