



Лабораторная мебель


T-4
СТОЛ ДЛЯ БОКСОВ




T-4L
СТОЛ ДЛЯ БОКСОВ



T-4L-P
СТОЛ С ПОЛОЧКАМИ




LF-1
лабораторная тумбочка




Размеры	
T-4 (ΔxШxB)	800x600x745 мм
T-4L (ΔxШxB)	1290x600x770 мм
T-4L-P (ΔxШxB)	1290x600x1670 мм
LF-1 (ΔxШxB)	300x450x705 мм

Сборочная схема стола Т-4



Название	Количество, шт.
M6x40	4
M6x35	10
M6/9x12x15	4
сборочный ключ	1
ножка стола	2
поперечный стержень	3
столешница	1
выдвижной ящик	1
задняя стенка	1


Сборочная схема стола Т-4L




Название	Количество, шт.
M6x50	4
M6x40	6
M6x35	4
M6/9x12x15	6
сборочный ключ	1
ножка стола	2
поперечный стержень	1
столешница с ящиком	1
задняя стенка	1

Сборочная схема стола Т-4L-Р

Название	Количество, шт.
M4x16	16
4,8x19	16
M6x45	4
M6x40	6
M6x35	4
M6x50	4
M6/9x12x15	10
сборочный ключ	1
ножка стола	2
поперечный стержень	1
столешница с ящиком	1
задняя стенка	1
полка	2
опора полки	2
опорные уголки	8



Сборочная схема тумбочки LF-1



Название	Количество, шт.
тумбочка	1
колесо	4