

Компактные весы

НТ

С тремя цветными полосками



Серии



Чем могут быть полезны цветные полоски?

При использовании весов на школьных уроках, полоски помогут различать весы, предназначенные для разных классов или кабинетов. В пищевой промышленности с помощью полоски определённого цвета можно пометить весы, требующие особого внимания с точки зрения гигиены. Серия НТ – это компактные весы, которые дают вам возможность проявить свою фантазию.



AND

Эй энд Ди, Япония
www.and-rus.ru | www.aand.jp

...Качество - основной критерий!

Компактные весы

НТ

Серии

Большой ЖК-дисплей

Чёткие, легко читаемые символы высотой 13,5 мм

Продолжительный срок службы батареек

Приблизительно 450 часов при использовании щелочных батареек

Большой выбор единиц измерения

Можно выбрать одну из следующих единиц измерения: грамм, унция, тройская унция, фунт-унция*, тайл и тола

Функция автоматического отключения дисплея

Если весы не используются в течение 5 минут, то происходит автоматическое отключение дисплея

Функция тарирования

Вес контейнера для взвешивания исключается нажатием одной клавиши

Защитный слот

Слот, расположенный на задней панели весов, предназначен для установки устройства блокировки против краж.

* Фунт-унция не доступна в модели НТ-300

Контейнер для хранения весов

Отверстия для авторучки в двух углах контейнера

Фиксатор пластинки с названием модели



Взвешивание можно выполнять, не извлекая весы из контейнера

Составной контейнер позволяет сэкономить место для хранения весов



Спецификация

Модель	НТ-300	НТ-500	НТ-3000	НТ-5000
НПВ	310 г	510 г	3100 г	5100 г
Минимальная масса	0,1 г		1 г	
Источник питания	4 батарейки типа AA или сетевой адаптер (опция)			
Размер чашки весов	132 x 130 мм			
Габариты весов	195 x 136 x 44 мм			

Опции: Чашка весов из нержавеющей стали
Сетевой адаптер

AND


...Качество - основной критерий!

Представительство в России:

ООО «ЭЙ энд ДИ РУС», дочерняя компания «ЭЙ энд ДИ», Токио, Япония
121357, Россия, г. Москва, ул. Вере́йская, д. 17
Телефон: [7] /495/ 937-33-44 Факс: [7] /495/ 937-55-66
www.and-rus.ru, www.aandd.jp

A&D Company Ltd., Japan

3-23-14 Higashi-Ikebukuro, Toshima-ku, Tokyo 170-0013 JAPAN
Telephone: [81](3) 5391-6132 Fax:[81](3) 5391-6148
http://www.aandd.jp



Чашка из нержавеющей стали (опция)



Сетевой адаптер (опция)