



Весы серии YA

Карманные весы



Удобные, малогабаритные переносные весы размером с ладонь

Карманные весы серии YA компании OHAUS соединяют в себе превосходные рабочие характеристики, стильный и функциональный дизайн и удобные размеры, благодаря которым их можно взять с собой куда угодно, в портфеле или просто в кармане. Яркий ЖК-дисплей с подсветкой, быстрота и удобство выполнения всех операций — зачем искать что-то еще, если можно приобрести весы OHAUS.

Стандартный набор функций

- Оригинальная конструкция откидной крышки обеспечивает надежную защиту весов.
- Прочный пластиковый корпус с весовой платформой из нержавеющей стали.
- Взвешивание в граммах, унциях, каратах, гранах и пеннивейтах.
- Функция автовыключения для сохранения энергии.

Карманные весы серии YA

Технические характеристики

Модель	YA501	YA302	YA102
НПВ	500 г	300 г	100 г
Дискретность	0,1 г	0,05 г	0,01 г
Стандартная разрешающая способность	5 000	6 000	10 000
Нелинейность	±3d		
Повторяемость	±3d	±3d	±3d
Единицы измерения массы	грамм, унция, карат, гран, пеннивейт		
Температурный уход нуля (ТК нуля)	± 1,5 d/°C		
Температурный уход в точке НПВ (ТК НПВ)	± 1,5 d/°C		
Рабочий диапазон температур	10...25°C		
Электропитание	2 элемента питания типа AAA (в комплекте)		
Размеры весов	110 x 75 x 20 мм		
Размеры весовой платформы	70 x 50 мм		
Размеры упаковки	150 x 100 x 30 мм		

Стандартные функции

Высококонтрастный ЖК-дисплей, весовая платформа из нержавеющей стали, откидная крышка, индикатор разряда батареи, функция автовыключения, 2 элемента питания AAA.

Качество и техническая поддержка от лидера рынка

Весь цикл производства весов Ohaus серии YA контролируется системой управления качеством, сертифицированной в соответствии со стандартом ISO 9001:2008.

Уже более века прочность конструкции и строжайший контроль качества служат отличительными признаками всех продуктов компании Ohaus. Не требуют получения специального сертификата о внесении в реестр средств измерений.



80776304 20190818 © Copyright OHAUS Corporation

ОХАУС СНГ
Москва, 101000,
Сретенский бульвар, 6/1, офис 6,
Тел.: +7 (495) 621-48-97
Продажи: ru.sales@ohaus.com
Сервис: ru.service@ohaus.com
Маркетинг: ru.marketing@ohaus.com
www.ohaus.com
Представительство в странах СНГ
ISO 9001:2015
Зарегистрированная система
управления качеством

