

R-2, ротор

ОПИСАНИЕ

Стандартные 96-луночные планшеты, ПЦР-планшеты с юбкой и глубоколоночные до 45 мм высотой.

СПЕЦИФИКАЦИЯ

Тип ротора	колебательный (Swing-out)
Размеры планшеты (Д × Ш)	128 × 85.6 мм
Макс. высота	до 45 мм
Количество мест	2
Макс. скорость	2000 об/мин
Макс. RCF: LMC-3000	560 × g
Макс. LMC-4200R	560 × g
Производители пробирок:	Nunc, Greiner, Sarstedt, Corning, Greiner Bio-one и т.д.
Автоклавируемая	+



КАТ. HOMEP

BS-010208-AK

Ротор R-2



LMC-3000
Without rotor
Центрифуга медицинская лабораторная

LMC-3000 - современная настольная низкоскоростная центрифуга, предназначенная для работы с 96-луночными микропланшетами, лабораторными пробирками до 50 мл и гелевыми картами. Широко применяется в лабораториях биомедицинского профиля.

Особенности:

- Удобный ввод параметров центрифугирования ...

[Читать далее](#)



LMC-12
Without rotor
Центрифуга лабораторная

LMC-12 - современная настольная низкоскоростная центрифуга, предназначенная для работы с 96-луночными микропланшетами, лабораторными пробирками до 50 мл и гелевыми картами. Широко применяется в лабораториях биомедицинского профиля.

Особенности:

- Удобный ввод параметров центрифугирования ...

[Читать далее](#)



LMC-4200R
Without rotor
Центрифуга лабораторная с охлаждением

Лабораторная настольная центрифуга с охлаждением **LMC-4200R** обеспечивает контроль температуры биоматериала в процессе центрифугирования. Контроль так называемой «холодовой полки» является «золотым стандартом» энзимологов и клеточных биологов, поскольку он создает необходимые условия ...

[Читать далее](#)



LMC-56
Without rotor
Центрифуга лабораторная

LMC-56 – это настольная низкоскоростная многофункциональная центрифуга для рутинных лабораторных задач. Идеально подходит для биохимических, цитологических, иммунологических анализов. Может быть использована для приготовления проб в исследовательских биомедицинских и генетических лабораториях ...

[Читать далее](#)



AP-96
BS-010219-DK
адаптер

2 адаптера для 96-луночных ПЦР-планшетов с полуюбкой и без юбки - сделанных из Ertacetal® C. Автоклавируемы



AP-384
BS-010219-EK
адаптер

2 адаптера для 384-луночных планшетов - сделанных из Ertacetal® C. Автоклавируемы



RR-U
BS-010208-UK
штатив для роторов

Штатив для роторов