

IKA

designed for scientists



RH basic 2

/// Технический паспорт

Недорогая магнитная мешалка со стальной нагревательной пластиной.

- Фиксированный безопасный диапазон нагрева 400 °C
- Плавный набор скорости перемешивания

www.ika.com

Производитель оставляет за собой право технических изменений

 IKAworldwide

 IKAworldwide /// #lookattheblue

 @IKAworldwide



designed for scientists

Технические данные

Места для перемешивания	1
Макс. Объем (H ₂ O) [l]	10
Производимая мощность привода [W]	2
Контроль диапазона скоростей	Шкала 0-6
Диапазон вращающего момента [rpm]	100 - 2000
Мощность нагрева [W]	400
Диапазон нагревания температур [°C]	Температура окр. среды - 320
Контроль нагрева	Шкала 1-6
Безопасный нагрев [°C]	400
Нагревательная пластина материал	Нерж. сталь 1.4301
Нагревательная пластина размер [mm]	Ø 125
Размеры [mm]	168 x 105 x 220
Вес [kg]	2.4
Допустимая температура окружающей среды [°C]	5 - 40
Допустимая относительная влажность [%]	80
Класс защиты согласно DIN EN 60529	IP 21
Напряжение [V]	220 - 240 / 115 / 100
Частота [Hz]	50/60
Потребляемая мощность [W]	415