

IKA

designed for scientists



topolino mobil

/// Технический паспорт

Очень удобная в использовании магнитная мини-мешалка без подогрева для перемешивания до 250 мл (H₂O).

- надежный электродвигатель
- плавная регулировка частоты вращения
- мощное магнитное поле
- портативный долговременный режим работы (8-12 ч.)
- быстрая подзарядка (2-3 ч.)
- стандартные легко заменяемые аккумуляторы типа AA

Опции электрического питания:

www.ika.com

Производитель оставляет за собой право технических изменений



IKAworlwide



IKAworlwide /// #lookattheblue



@IKAworlwide



designed for scientists

- а) с помощью стандартных батареек, без сетевого шнура
- б) с сетевым шнуром, входящим в поставку
- в) комбинация сетевого шнура и работы на (подходящих) батарейках





designed for scientists

Технические данные

Места для перемешивания	1
Макс. Объем (H ₂ O) [l]	0.25
Диапазон вращающего момента [rpm]	500 - 1800
Макс. длина магнитного мешальника [mm]	30
Нагревательная пластина материал	Пластмасса (PP)
Нагревательная пластина размер [mm]	Ø 80
Работа от батареи	да
Размеры [mm]	140 x 42 x 140
Вес [kg]	0.747
Допустимая температура окружающей среды [°C]	5 - 40
Допустимая относительная влажность [%]	80
Класс защиты согласно DIN EN 60529	IP 20
Напряжение [V]	100 - 240
Частота [Hz]	50/60
Постоянное напряжение [V=]	9
Энергопотребление [mA]	1000