

IKA

designed for scientists



color squid white

/// Технический паспорт

Усовершенствованная модель маленькой магнитной мешалки в новом дизайне.

Новинка: цифровой дисплей (LED)

Новинка: электронное управление мотором увеличенного объема

Новинка: увеличенный диапазон скоростей 0 - 2.500 об./мин.

Новинка: макс. объем 1 л.

- Замечательная химическая стойкость благодаря стеклянному покрытию и синтетическому основанию из ТРС-ЕТ

- изготовлено из вторичных материалов

www.ika.com

Производитель оставляет за собой право технических изменений



IKAworlwide



IKAworlwide /// #lookattheblue



@IKAworlwide



designed for scientists

Технические данные

Места для перемешивания	1
Макс. Объем (H ₂ O) [l]	1
Производимая мощность привода [W]	2
Направление вращения	право
Отображение заданной скорости	Диодная линия
Контроль диапазона скоростей	Кнопка управления
Диапазон вращающего момента [грм]	0 - 2500
Регулирование скорости [грм]	50
Макс. длина магнитного мешальника [mm]	30
Нагревательная пластина материал	Стекло
Нагревательная пластина размер [mm]	Ø 115
Размеры [mm]	145 x 45 x 160
Вес [kg]	1.074
Допустимая температура окружающей среды [°C]	5 - 40
Допустимая относительная влажность [%]	80
Класс защиты согласно DIN EN 60529	IP 54
Напряжение [V]	100 - 240
Частота [Hz]	50/60
Потребляемая мощность [W]	4
Постоянное напряжение [V=]	12
Энергопотребление [mA]	300