



designed for scientists



Mini MR standard

/// Технический паспорт

The improvement of the magnetic stirrer. new: For stirring quantities up to 1.000 ml (H₂O)

new: Infinitely variable speed from 0 - 2.500 rpm

- White set-up plate suitable for observing color reactions



designed for scientists

Технические данные

Места для перемешивания	1
Макс. Объем (H ₂ O) [l]	1
Производимая мощность привода [W]	2
Направление вращения	право
Контроль диапазона скоростей	Кнопка управления
Диапазон вращающего момента [rpm]	0 - 2500
длина перемешивающего стержня [mm]	20 - 40
Нагревательная пластина материал	Полиэстер
Нагревательная пластина размер [mm]	115 x 115
Размеры [mm]	115 x 37 x 129
Вес [kg]	0.22
Допустимая температура окружающей среды [°C]	5 - 40
Допустимая относительная влажность [%]	80
Класс защиты согласно DIN EN 60529	IP 42
Напряжение [V]	100 - 240
Частота [Hz]	50/60
Потребляемая мощность [W]	3
Постоянное напряжение [V=]	12
Энергопотребление [mA]	300