

IKA

designed for scientists



Hula Dancer basic

/// Технический паспорт

- Мощное орбитальное встряхивание
- Фиксированная или регулируемая скорость
- Прочный устойчивый литой корпус

www.ika.com

Производитель оставляет за собой право технических изменений



IKAworldwide



IKAworldwide /// #lookattheblue



@IKAworldwide



designed for scientists

Технические данные

Траектория встряхивания	Орбитальная
Диаметр орбиты [mm]	4.5
Макс. встряхиваемый вес (с платформой) [kg]	0.1
Потребляемая мощность привода [W]	9.5
Производимая мощность привода [W]	5
Разрешенное время во вкл. состоянии [%]	100
Скорость фиксированная [rpm]	2800
Дисплей таймера	нет
Touch функция - управление прикосновением	да
Размеры [mm]	123 x 42 x 123
Вес [kg]	0.7
Допустимая температура окружающей среды [°C]	5 - 40
Допустимая относительная влажность [%]	80
Класс защиты согласно DIN EN 60529	IP 42
Напряжение [V]	100 - 240
Частота [Hz]	50/60
Потребляемая мощность Standby [W]	0.7

