

IKA

designed for scientists



MTS 2/4 digital Микротитрационный встряхиватель

/// Технический паспорт

Специальный встряхиватель для двух или четырех микротитрационных планшетов.

- Электронный контроль скорости
- Цифровой таймер
- Звуковая сигнализация истечения заданного времени
- Приспособление в комплекте (без микротитрационного планшета)

www.ika.com

Производитель оставляет за собой право технических изменений



IKAworlwide



IKAworlwide /// #lookattheblue



@IKAworlwide



designed for scientists

Технические данные

Траектория встряхивания	Орбитальная
Диаметр орбиты [mm]	3
Макс. встряхиваемый вес (с платформой) [kg]	1
Потребляемая мощность привода [W]	35
Производимая мощность привода [W]	13.2
Разрешенное время во вкл. состоянии [%]	100
Скорость мин.(регулируемая) [rpm]	50
Диапазон вращающего момента [rpm]	0 - 1100
Индикатор скорости	Шкала
Таймер	да
Дисплей таймера	7 сегментная диодная линия
Диапазон устанавливаемого времени [min]	1 - 99
Режим работы	Работа по таймеру и непрерывная работа
Работа с микротитрационными планшетами	да
Кол-во микротитрационных планшетов	2 или 4
Размеры [mm]	185 x 105 x 320
Вес [kg]	3.216
Допустимая температура окружающей среды [°C]	5 - 40
Допустимая относительная влажность [%]	80
Класс защиты согласно DIN EN 60529	IP 21
Напряжение [V]	220 - 240 / 100 - 120
Частота [Hz]	50/60
Потребляемая мощность [W]	45