

IKA

designed for scientists



RV 8 FLEX

/// Технический паспорт

Ротационный испаритель RV 8 является ручной моделью базового уровня в семействе ротационных испарителей IKA. Он находит множество применений в химической, фармацевтической и биотехнологической промышленностях, в научных исследованиях и разработках, в производстве и контроле качества, в лабораториях и в строительстве заводов. Цифровые дисплеи скорости и температуры нагревательной бани обеспечивают оптимальное управление всеми процессами дистилляции.

- Новое: нагревательная баня объемом 4 л
- встроенная функция подъема испарительной колбы в случае отключени электропитания



designed for scientists

- в комплект поставки входит бутыль Вульфа
- водно-масляная нагревательная баня с рукоятками для переноски
- кнопка блокировки для фиксирования температуры нагревательной бани
- четкий черно-белый дисплей со стеклянным покрытием
- механизм блокировки: красный индикатор указывает на открытое положение испарительной колбы
- ручной подъемный механизм для точный размещения комплекта стекла
- регулируемый угол погружения
- управление механическим подъемником одной ручкой, подходит для левшой и правшей
- диапазон скоростей: 5 - 300 мин-1
- низкое потребляемое напряжение (24 В) для гарантии безопасности пользователя
- механизм крепления колбы со встроенной функцией выталкивания для быстрой замены испарительных колб
- эффективный конденсатор с охлаждающей поверхностью 1500 см², занимающий минимальное пространство
- комплект стекла, совместимый со всеми устройствами линейки IKA RV 10

Технические данные

| | |
|---|------------------------------|
| Тип конденсатора | вертикальный |
| Охлаждающая поверхность [cm ²] | 1500 |
| Тип привода | Постоянный ток |
| Диапазон вращающего момента [grpm] | 5 - 300 |
| Допустимое отклонение скорости при заданной скорости вращения < 100 об./мин [±grpm] | 1 |
| Допустимое отклонение скорости при заданной скорости вращения > 100 об./мин [±%] | 1 |
| Подъем | вручную |
| Подъем [mm] | 120 |
| Диапазон нагревания температур [°C] | Температура окр. среды - 180 |
| Мощность нагрева [W] | 1400 |
| Колебание температур нагрева [±K] | 1 |
| Полезный макс. объем бани [l] | 4 |
| Размеры [mm] | 510 x 490 x 345 |
| Вес [kg] | 22.366 |
| Допустимая температура окружающей среды [°C] | 5 - 40 |
| Допустимая относительная влажность [%] | 80 |
| Класс защиты согласно DIN EN 60529 | IP 20 |
| Напряжение [V] | 100 - 240 |
| Частота [Hz] | 50/60 |
| Потребляемая мощность [W] | 1500 |
| Постоянное напряжение [V=] | 24 |