

IKA

designed for scientists



RV 10 digital with Dry Ice Condenser coated

/// Технический паспорт

www.ika.com

Производитель оставляет за собой право технических изменений

 IKAworldwide

 IKAworldwide /// #lookattheblue

 @IKAworldwide



designed for scientists

Технические данные

Тип конденсатора	вертикальный
Охлаждающая поверхность [см ²]	1500
Тип привода	Постоянный ток
Диапазон вращающего момента [rpm]	5 - 280
Изменяемое направление (переключаемое)	да
Подъем	Двигатель
Подъем [mm]	140
Диапазон нагревания температур [°C]	Температура окр. среды - 180
Мощность нагрева [W]	1300
Колебание температур нагрева [±K]	1
Полезный макс. объем бани [l]	3
Таймер	да
Размеры [mm]	500 x 430 x 440
Вес [kg]	20
Допустимая температура окружающей среды [°C]	5 - 40
Допустимая относительная влажность [%]	80
Класс защиты согласно DIN EN 60529	IP 20
Разъем RS 232	да
Напряжение [V]	220 - 240 / 115 / 100 - 240 / 100 - 120 / 100 - 115
Частота [Hz]	50/60
Потребляемая мощность [W]	1400

