



designed for scientists



## IPCS Pipette Calibration Software

/// Технический паспорт

Для обеспечения точности каждого дозатора, необходимо проводить регулярные калибровочные проверки. Программное обеспечение IPCS предлагает удобную в использовании процедуру калибровки с возможностью планирования, проведения и документирования всех калибровочных проверок. Облегчите себе задачу выполнения и планирования следующей калибровки. Автоматический перенос результатов измерения с весов увеличивает качество выполнения калибровки. Программное обеспечение оснащено специальным автоматическим режимом для определения и передачи результатов измерения температуры, влажности и давления окружающей среды.



designed for scientists

- Самостоятельная калибровка дозаторов
- Поддержка всех вариантов дозаторов IKA
- Удобный в использовании интерфейс
- Простое планирование следующей калибровки
- Автоматический перенос результатов измерения с весов
- Легкий выбор стандартов для проведения калибровки
- Сохранение комментарием и результатов калибровки в электронном журнале регистрации
- Автоматический расчет Z фактора





designed for scientists

### Технические данные

Pipettes	да
Windows XP	да
Windows Vista	да
Windows 7	да
Windows 8	да
Windows 10	да

