

IKA

designed for scientists



AOD 1.3 Защитное приспособление

/// Технический паспорт

Для использования с сосудом для разложения AOD 1.1, согласно Директиве ЕС о сосудах высокого давления 97/23/ ЕС. Если установка используется ненадлежащим образом (например, используется неизвестное взрывоопасное вещество или большие перегрузки), или если сосуд для разложения изношен, то существует вероятность взрыва. В этом случае данное защитное приспособление защитит оператора от травм.

www.ika.com

Производитель оставляет за собой право технических изменений



IKAworlwide



IKAworlwide /// #lookattheblue



@IKAworlwide



designed for scientists

Технические данные

| | |
|--------------|-----------------|
| Размеры [mm] | 300 x 320 x 530 |
| Вес [kg] | 13.12 |

