



designed for scientists



AOD 1.2 Внешний блок зажигания

/// Технический паспорт

External ignition unit for decomposition vessel AOD 1.1 with 5 m ignition cable. Either it is required to use the AOD 1.3 Protection device, or if another suitable protection device is already in place, the AOD 1.13 Remote ignition head (additional cable length) of 1 m.



designed for scientists

Технические данные

Размеры [mm]	140 x 122 x 185
Вес [kg]	2
Допустимая температура окружающей среды [°C]	5 - 40
Допустимая относительная влажность [%]	80
Класс защиты согласно DIN EN 60529	IP 20
Напряжение [V]	200 - 240 / 100 - 120
Частота [Hz]	50/60
Потребляемая мощность [W]	45