

Бюксы алюминиевые БГ с крышкой



Используется как

- контейнер для хранения и перевозки образцов
- при исследованиях, связанных с высушиванием и взвешиванием (определение влажности, взвешивание).

Конструкция бюкса позволяет произвести точное взвешивание, избежав изменения веса гигроскопичного вещества из-за абсорбции воды.

Крышка бюксы хорошо пригнана к стакану без заеданий при снятии.

Выполнены из сплава алюминия (выдерживают нагрев до 650°). Благодаря этому легкие и прочные.

Основные технические характеристики

Диаметр наружный, мм	Диапазон высот стакана, мм	Серийно выпускаемые модели
30	10-25	БГ30*25
42	20-45	БГ42*45
50	20-39.8	БГ50*40 БГ50*20
63	20-44	БГ63*36 БГ63*44
80	20*52.3	БГ80*50 БГ80*20

Толщина стенок 1мм

При заказе указывается Префикс названия, Размер(диаметр, высота, мм), Маркировка(если требуется).

Например:

БГ50*38-М10 Бюкса алюминиевая диаметр-50мм, высота-38мм, маркировка от 1 до 10

БГ80*20 Бюкса алюминиевая диаметр-80мм, высота-20мм, без маркировки