

ДЕСТРУКТОР ИГЛ LISTON D 1101

Бюджетный деструктор игл, предназначенный для применения в местах использования шприцев. Позволяет обезопасить персонал от возможных инфекций, связанных с травмами от игл.

Особенности

- Низкая в сравнении с аналогами цена
- **Корпус из нержавеющей стали**
- **Возможность необратимого повреждения шприца (отрезание канюли) во избежание случайного повторного использования**
- Извлекаемый поддон для очистки от сгоревших остатков игл

Технические характеристики

Диаметр сжигаемой иглы	0,3-1 мм
Калибр сжигаемой иглы	18-31 G
Материал корпуса	Нержавеющая сталь
Потребляемая мощность	150 ВА
Параметры электросети	230 В/ 50 Гц
Габаритные размеры	17 x12 x 13 см
Вес нетто	2,6 кг

