

## TR-5/30, штатив

### ОПИСАНИЕ

Штатив для пробирок  $\varnothing 30$  мм, вместимость 5 пробирок. ШхГхВ: 155x90x112 мм

### СПЕЦИФИКАЦИЯ

Вместимость	5
Размер пробирки	$\varnothing 30$ мм



### КАТ. HOMEP

BS-010406-KK Штатив для пробирок  $\varnothing 30$  мм, вместимость 5 пробирок



**WB-4MS**

With base BP-1 and lid

Баня-термостат водяная (с перемешиванием)

Водяная баня-термостат **WB-4MS** предназначена для проведения химических, фармакологических, медицинских и биологических исследований, для процессов, требующих поддержания постоянной температуры в диапазоне от температуры окружающей среды до 100°C.

Модель **WB-4MS** обеспечивает повышенную ...

[читать далее](#)