


Стекланные пробирки

ОПИСАНИЕ

Стекланные пробирки без крышки (16x100x0,8 мм), 78 шт. Подходят для DEN-1, DEN-1B - заводской калибровки

СПЕЦИФИКАЦИЯ

Высота	100 мм
Диаметр	16 мм



KAT. HOMEP

BS-050102-LK

Стекланные пробирки без крышки (16x100x0,8 мм), 78 шт.

АКСЕССУАРЫ



DEN-1
BS-050102-AAF
Денситометр

Денситометр **DEN-1** предназначен для измерения мутности клеточных суспензий в пределах диапазона 0,0–6,0 единиц МакФарланда (McF) (0 – 180×10^7 клеток/мл).

Возможности прибора предусматривают измерение мутности суспензий и в ...

[читать далее](#)



DEN-1B
BS-050104-AAF
Денситометр

Денситометр **DEN-1B** предназначены для измерения мутности клеточных суспензий в пределах диапазона 0,0–6,0 единиц МакФарланда (McF) (0 – 180×10^7 клеток/мл).

Возможности прибора предусматривают измерение мутности суспензий и в более широких ...

[читать далее](#)



DEN-600
BS-050109-AAA
Фотометр

DEN-600 - это компактный портативный фотометр с питанием от аккумуляторной батареи. DEN-600 использует оптическую систему с длиной волны 600 нм, которая позволяет применять: 1) метод ОП600, который оценивает общее количество ...

[читать далее](#)