


A-12, адаптер

ОПИСАНИЕ

A-12, адаптер для работы с пробирками наружным диаметром 12 мм.



КАТ. НОМЕР

BS-050102-ИК

A-12 адаптер



DEN-1
BS-050102-AAF
Денситометр

Денситометр DEN-1 предназначен для измерения мутности клеточных суспензий в пределах диапазона 0,0–6,0 единиц МакФарланда (McF) ($0 - 180 \times 10^7$ клеток/мл).

Возможности прибора предусматривают измерение мутности суспензий и в ...

[читать далее](#)



DEN-1B
BS-050104-AAF
Денситометр

Денситометр DEN-1B предназначены для измерения мутности клеточных суспензий в пределах диапазона 0,0–6,0 единиц МакФарланда (McF) ($0 - 180 \times 10^7$ клеток/мл).

Возможности прибора предусматривают измерение мутности суспензий и в более широких ...

[читать далее](#)