

AP-384, адаптер

ОПИСАНИЕ

2 адаптера для 384-луночных планшетов - сделанных из Ertacetal® C. Автоклавируемы



КАТ. НОМЕР

BS-010219-EK

Адаптеры (2) - AP-384

АКСЕССУАРЫ



LMC-3000

Without rotor

Центрифуга медицинская лабораторная

LMC-3000 - современная настольная низкоскоростная центрифуга, предназначенная для работы с 96-луночными микропланшетами, лабораторными пробирками до 50 мл и гелевыми картами. Широко применяется в лабораториях биомедицинского профиля.

Особенности:

- Удобный ввод параметров ...

[читать далее](#)



LMC-12

Without rotor

Центрифуга лабораторная

LMC-12 - современная настольная низкоскоростная центрифуга, предназначенная для работы с 96-луночными микропланшетами, лабораторными пробирками до 50 мл и гелевыми картами. Широко применяется в лабораториях биомедицинского профиля.

Особенности:

- Удобный ввод параметров ...

[читать далее](#)



CVP-2

Including adapters AP-96

Центрифуга-вортекс для ПЦР планшетов

После многолетнего успеха концепции комбинированной центрифуги-вортекса мы с гордостью представляем на рынке приборов для пробоподготовки долгожданную центрифугу-вортекс для ПЦР-планшетов **CVP-2**.

Технология «Спин-Микс-Спин» предназначена для сброса микрокапель реагентов на ...

[читать далее](#)



LMC-4200R

Without rotor

Центрифуга лабораторная с охлаждением

Лабораторная настольная центрифуга с охлаждением **LMC-4200R** обеспечивает контроль температуры биоматериала в процессе центрифугирования. Контроль так называемой «холодовой полки» является «золотым стандартом» энзимологов и клеточных биологов, поскольку он создает необходимые условия ...

[читать далее](#)



LMC-56

Without rotor

Центрифуга лабораторная

LMC-56 - это настольная низкоскоростная многофункциональная центрифуга для рутинных лабораторных задач. Идеально подходит для биохимических, цитологических, иммунологических анализов. Может быть использована для приготовления проб в исследовательских биомедицинских и генетических лабораториях. ...

[читать далее](#)



R-2

BS-010208-AK

ротор

Стандартные 96-луночные планшеты, ПЦР-планшеты с юбкой и глубоколоночные до 45 мм высотой.



Ri-2

BS-010221-GK

ротор

Стандартные 96-луночные планшеты, ПЦР-планшеты с юбкой и глубоколоночные до 45 мм высотой.