

BI-25-6, комплект адаптеров

ОПИСАНИЕ

Для ротора R-6, R-6P, Ri-6, Ri-6P дополнительные вкладыши (6 шт) - BI-25-6 для конических пробирок 25 мл



КАТ. НОМЕР

BS-010221-VK

Для ротора R-6, R-6P, Ri-6, Ri-6P
дополнительные вкладыши (6 шт) - BI-25-6 для
конических пробирок 25 мл

АКСЕССУАРЫ



LMC-3000

Without rotor

Центрифуга медицинская лабораторная

LMC-3000 - современная настольная низкоскоростная центрифуга, предназначенная для работы с 96-луночными микропланшетами, лабораторными пробирками до 50 мл и гелевыми картами. Широко применяется в лабораториях биомедицинского профиля.

Особенности:

- Удобный ввод параметров ...

[читать далее](#)



LMC-12

Without rotor

Центрифуга лабораторная

LMC-12 - современная настольная низкоскоростная центрифуга, предназначенная для работы с 96-луночными микропланшетами, лабораторными пробирками до 50 мл и гелевыми картами. Широко применяется в лабораториях биомедицинского профиля.

Особенности:

- Удобный ввод параметров ...

[читать далее](#)



LMC-4200R

Without rotor

Центрифуга лабораторная с охлаждением

Лабораторная настольная центрифуга с охлаждением обеспечивает контроль температуры биоматериала в процессе центрифугирования. Контроль так называемой «холодовой полки» является «золотым стандартом» энзимологов и клеточных биологов, поскольку он создает необходимые условия ...

[читать далее](#)



LMC-56

Without rotor

Центрифуга лабораторная

LMC-56 - это настольная низкоскоростная многофункциональная центрифуга для рутинных лабораторных задач. Идеально подходит для биохимических, цитологических, иммунологических анализов. Может быть использована для приготовления проб в исследовательских биомедицинских и генетических лабораториях. ...

[читать далее](#)



R-6

BS-010208-DK

ротор

Одноразовая пробирка пластиковая с коническим дном и крышкой. Алюминиевые стаканы



R-6P

BS-010208-ХК

ротор

Одноразовая пробирка пластиковая с коническим дном и крышкой. Пластиковые стаканы (POM Kocetal)



Ri-6

BS-010221-НК

ротор

Одноразовая пробирка пластиковая с коническим дном и крышкой. Алюминиевые стаканы



Ri-6P

BS-010221-КК

ротор

Одноразовая пробирка пластиковая с коническим дном и крышкой. Пластиковые стаканы (POM Kocetal)