

BN-11/30, комплект стаканов к ротору R-6P

ОПИСАНИЕ

Запасной комплект стаканов (6 шт.) к ротору R-6P. Пластиковые стаканы (POM Kocetal).

СПЕЦИФИКАЦИЯ

Материал держателей для пробирок	POM Kocetal
Объем	50 мл
Макс. скорость	4200 об/мин
Макс. температура	150 °C
Производители пробирок:	Nunc, Greiner, Sarstedt, Corning, Greiner Bio-one и т.д.
Автоклавируемая	+



КАТ. НОМЕР

BS-010208-ZK

BN-11/30

АКСЕССУАРЫ



LMC-3000

Without rotor

Центрифуга медицинская лабораторная

LMC-3000 - современная настольная низкоскоростная центрифуга, предназначенная для работы с 96-луночными микропланшетами, лабораторными пробирками до 50 мл и гелевыми картами. Широко применяется в лабораториях биомедицинского профиля.

Особенности:

- Удобный ввод параметров ...

[читать далее](#)



LMC-12

Without rotor

Центрифуга лабораторная

LMC-12 - современная настольная низкоскоростная центрифуга, предназначенная для работы с 96-луночными микропланшетами, лабораторными пробирками до 50 мл и гелевыми картами. Широко применяется в лабораториях биомедицинского профиля.

Особенности:

- Удобный ввод параметров ...

[читать далее](#)



LMC-4200R

Without rotor

Центрифуга лабораторная с охлаждением

Лабораторная настольная центрифуга с охлаждением LMC-4200R обеспечивает контроль температуры биоматериала в процессе центрифугирования. Контроль так называемой «холодовой полки» является «золотым стандартом» энзимологов и клеточных биологов, поскольку он создает необходимые условия ...

[читать далее](#)



R-6P

BS-010208-XK

ротор

Одноразовая пробирка пластиковая с коническим дном и крышкой. Пластиковые стаканы (POM Kocetal)



Ri-6P

BS-010221-1K

ротор

Одноразовая пробирка пластиковая с коническим дном и крышкой. Пластиковые стаканы (POM Kocetal)