

# Ri-2, ротор

## ОПИСАНИЕ

Стандартные 96-луночные планшеты, ПЦР-планшеты с юбкой и глубоколоночные до 45 мм высотой.

## СПЕЦИФИКАЦИЯ

|                          |                                                          |
|--------------------------|----------------------------------------------------------|
| Тип ротора               | колебательный (Swing-out)                                |
| Размеры планшеты (Д × Ш) | 128 × 85.6 мм                                            |
| Макс. высота             | до 45 мм                                                 |
| Количество мест          | 2                                                        |
| Макс. скорость           | 2000 об/мин                                              |
| Макс. RCF: LMC-3000      | 560 × g                                                  |
| Макс. LMC-4200R          | 560 × g                                                  |
| Производители пробирок:  | Nunc, Greiner, Sarstedt, Corning, Greiner Bio-one и т.д. |
| Автоклавируемая          | +                                                        |



## KAT. HOMEP

BS-010221-GK

Ротор Ri-2

## АКСЕССУАРЫ



**LMC-56**

Without rotor

Центрифуга лабораторная

**LMC-56** — это настольная низкоскоростная многофункциональная центрифуга для рутинных лабораторных задач. Идеально подходит для биохимических, цитологических, иммунологических анализов. Может быть использована для приготовления проб в исследовательских биомедицинских и генетических лабораториях. ...

[читать далее](#)



**AP-96**

BS-010219-DK

адаптер

2 адаптера для 96-луночных ПЦР-планшетов с полуюбкой и без юбки - сделанных из Ertacetal® C. Автоклавируемы



**AP-384**

BS-010219-EK

адаптер

2 адаптера для 384-луночных планшетов - сделанных из Ertacetal® C. Автоклавируемы



**RR-U**

BS-010208-UK

штатив для роторов

Штатив для роторов

