

## Набор из 4 стеклянных фильтров нейтральной плотности

### ОПИСАНИЕ

Сертифицированный эталонный материал, набор стеклянных фильтров нейтральной плотности из 4 точек калибровки Abs - 0,3532, 1,0512, 2,0425, 2,927 (значения могут незначительно отличаться от партии к партии)

### КАТ. НОМЕР

BS-050109-AK

Набор из 4 стеклянных фильтров нейтральной плотности

### АКСЕССУАРЫ



DEN-600  
BS-050109-AAA  
Фотометр

DEN-600 - это компактный портативный фотометр с питанием от аккумуляторной батареи. DEN-600 использует оптическую систему с длиной волны 600 нм, которая позволяет применять: 1) метод ОП600, который оценивает общее количество ...

[читать далее](#)