

# BR-4U, Ротор

## ОПИСАНИЕ

Бакет-ротор 4-местный без адаптеров

## СПЕЦИФИКАЦИЯ

Тип ротора	колебательный (Swing-out)
Макс. скорость	4200 об/мин



## КАТ. HOMER

BS-010221-AK

BR-4U, Ротор

## АКСЕССУАРЫ



**LMC-56**  
Without rotor  
Центрифуга лабораторная

**LMC-56** – это настольная низкоскоростная многофункциональная центрифуга для рутинных лабораторных задач. Идеально подходит для биохимических, цитологических, иммунологических анализов. Может быть использована для приготовления проб в исследовательских биомедицинских и генетических лабораториях. ...

[читать далее](#)



**BA-2/50**  
BS-010221-CK  
Адаптеры

Бакетный адаптер для 2 x 50ml пробирок (4 шт.)



**BI-25-8**  
BS-010221-UK  
комплект адаптеров

Для адаптера BA-2/50 дополнительные адаптеры (8 шт.) - BI-25-8 для конических пробирок 25 мл



**BA-4/15**  
BS-010221-EK  
Адаптеры

Бакетный адаптер для 4 x 15ml пробирок (4 шт.)



**BA-4/10**  
BS-010221-DK  
Адаптеры

Бакетный адаптер для 4 x 10ml пробирок (4 шт.)



**BN-13/75-16**  
BS-010221-OK  
комплект адаптеров

Для адаптера BA-4/10 дополнительные адаптеры (16 шт.) - BN-13/75-16 для вакутайнеров 2-5 мл



**BN-13/100-16**  
BS-010221-PK  
комплект адаптеров

Для адаптера BA-4/10 дополнительные адаптеры (16 шт.) - BN-13/100-16 для вакутайнеров 4-8 мл



**BN-16/100-16**  
BS-010221-QK  
комплект адаптеров

Для адаптера BA-4/10 дополнительные адаптеры (16 шт.) - BN-16/100-16 для вакутайнеров 8-10 мл



**BA-8/5**  
BS-010221-FK  
Адаптеры

Бакетный адаптер для 8 x 5ml пробирок (4 шт.)



**BA-14/2U**  
BS-010221-JK  
Адаптеры

Бакетный адаптер для 14 x 2ml микропробирок (4 шт.)



**RR-U**  
BS-010208-UK  
штатив для роторов

Штатив для роторов