

BA-2/50, Адаптеры

ОПИСАНИЕ

Бакетный адаптер для 2 x 50ml пробирок (4 шт.)

СПЕЦИФИКАЦИЯ

Материал держателей для пробирок	Алюминий
Тип ротора	колебательный (Swing-out)
Размеры пробирки (Ø × длина)	29 × 115 мм
Количество мест	2
Объем	50 мл
Макс. скорость	4200 об/мин
Производители пробирок:	Nunc, Greiner, Sarstedt, Corning, Greiner Bio-one и т.д.



КАТ. HOMEP

BS-010221-CK

BA-2/50

АКСЕССУАРЫ



LMC-56

Without rotor

Центрифуга лабораторная

LMC-56 – это настольная низкоскоростная многофункциональная центрифуга для рутинных лабораторных задач. Идеально подходит для биохимических, цитологических, иммунологических анализов. Может быть использована для приготовления проб в исследовательских биомедицинских и генетических лабораториях. ...

[читать далее](#)



BR-4U

BS-010221-AK

Ротор

Бакет-ротор 4-местный без адаптеров



BI-25-8

BS-010221-UK

комплект адаптеров

Для адаптера BA-2/50 дополнительные адаптеры (8 шт) - BI-25-8 для конических пробирок 25 мл



RR-U

BS-010208-UK

штатив для роторов

Штатив для роторов

