

BA-4/15, Адаптеры


ОПИСАНИЕ

Бакетный адаптер для 4 x 15ml пробирок (4 шт.)

СПЕЦИФИКАЦИЯ

Материал держателей для пробирок	POM Kocetal
Тип ротора	колебательный (Swing-out)
Количество мест	4
Объем	15 мл
Макс. скорость	4200 об/мин

Производители пробирок: Nunc, Greiner, Sarstedt, Corning, Greiner Bio-one и т.д.



КАТ. HOMEP

BS-010221-EK

BA-4/15

АКСЕССУАРЫ



LMC-56

Without rotor

Центрифуга лабораторная



BR-4U

BS-010221-AK

Ротор



RR-U

BS-010208-UK

штатив для роторов

LMC-56 – это настольная низкоскоростная многофункциональная центрифуга для рутинных лабораторных задач. Идеально подходит для биохимических, цитологических, иммунологических анализов. Может быть использована для приготовления проб в исследовательских биомедицинских и генетических лабораториях. ...

Бакет-ротор 4-местный без адаптеров

Штатив для роторов

[читать далее](#)

