

BA-4/10, Адаптеры

ОПИСАНИЕ

Бакетный адаптер для 4 x 10ml пробирок (4 шт.)

СПЕЦИФИКАЦИЯ

Материал держателей для пробирок	POM Kocetal
Тип ротора	колебательный (Swing-out)
Количество мест	4
Объем	10–15 мл
Макс. скорость	4200 об/мин
Производители пробирок:	Nunc, Greiner, Sarstedt, Corning, Greiner Bio-one и т.д.



КАТ. HOMEP

BS-010221-DK

BA-4/10



LMC-56
Without rotor
Центрифуга лабораторная

LMC-56 – это настольная низкоскоростная многофункциональная центрифуга для рутинных лабораторных задач. Идеально подходит для биохимических, цитологических, иммунологических анализов. Может быть использована для приготовления проб в исследовательских биомедицинских и генетических лабораториях. ...

[читать далее](#)



BR-4U
BS-010221-AK
Ротор

Бакет-ротор 4-местный без адаптеров



BN-13/75-16
BS-010221-OK
комплект адаптеров

Для адаптера ВА-4/10 дополнительные адаптеры (16 шт) - BN-13/75-16 для вакутайнеров 2-5 мл



BN-13/100-16
BS-010221-PK
комплект адаптеров

Для адаптера ВА-4/10 дополнительные адаптеры (16 шт) - BN-13/100-16 для вакутайнеров 4-8 мл



BN-16/100-16
BS-010221-QK
комплект адаптеров

Для адаптера ВА-4/10 дополнительные адаптеры (16 шт) - BN-16/100-16 для вакутайнеров 8-10 мл



RR-U
BS-010208-UK
штатив для роторов

Штатив для роторов