

BA-8/5, Адаптеры

ОПИСАНИЕ

Бакетный адаптер для 8 x 5ml пробирок (4 шт.)

СПЕЦИФИКАЦИЯ

Материал держателей для пробирок	POM Kocetal
Тип ротора	колебательный (Swing-out)
Количество мест	8
Объем	5 ml
Макс. скорость	4200 об/мин



КАТ. НОМЕР

BS-010221-FK

BA-8/5

АКСЕССУАРЫ



LMC-56

Without rotor

Центрифуга лабораторная



BR-4U

BS-010221-AK

Ротор



RR-U

BS-010208-UK

штатив для роторов

LMC-56 — это настольная низкоскоростная многофункциональная центрифуга для рутинных лабораторных задач. Идеально подходит для биохимических, цитологических, иммунологических анализов. Может быть использована для приготовления проб в исследовательских биомедицинских и генетических лабораториях. ...

[читать далее](#)

Бакет-ротор 4-местный без адаптеров

Штатив для роторов

