

Ri-6, ротор

ОПИСАНИЕ

Одноразовая пробирка пластиковая с коническим дном и крышкой. Алюминиевые стаканы

СПЕЦИФИКАЦИЯ

Материал держателей для пробирок	Алюминий
Тип ротора	колебательный (Swing-out)
Размеры пробирки (Ø × длина)	29 × 115 мм
Количество мест	6
Объем	50 мл
Макс. скорость	4200 об/мин
Макс. RCF: LMC-3000	1610 × g
Макс. LMC-4200R	3160 × g
Производители пробирок:	Nunc, Greiner, Sarstedt, Corning, Greiner Bio-one и т.д.
Автоклавируемая	+



KAT. HOMEP

BS-010221-HK

Ротор Ri-6



LMC-56

Without rotor

Центрифуга лабораторная



BI-25-6

BS-010221-VK

комплект адаптеров



RR-U

BS-010208-UK

штатив для роторов

LMC-56 – это настольная низкоскоростная многофункциональная центрифуга для рутинных лабораторных задач. Идеально подходит для биохимических, цитологических, иммунологических анализов. Может быть использована для приготовления проб в исследовательских биомедицинских и генетических лабораториях. ...

Для ротора R-6, R-6P, Ri-6, Ri-6P дополнительные вкладыши (6 шт) - BI-25-6 для конических пробирок 25 мл

Штатив для роторов

[читать далее](#)