

# Ri-12/10, ротор

## ОПИСАНИЕ

Одноразовая пробирка пластиковая с круглым дном

## СПЕЦИФИКАЦИЯ

|                              |                                                          |
|------------------------------|----------------------------------------------------------|
| Тип ротора                   | колебательный (Swing-out)                                |
| Размеры пробирки (Ø × длина) | 16 × 105 мм                                              |
| Количество мест              | 12                                                       |
| Объем                        | 10–15 мл                                                 |
| Макс. скорость               | 4200 об/мин                                              |
| Макс. RCF: LMC-3000          | 1610 × g                                                 |
| Макс. LMC-4200R              | 3160 × g                                                 |
| Производители пробирок:      | Nunc, Greiner, Sarstedt, Corning, Greiner Bio-one и т.д. |
| Автоклавируемая              | +                                                        |



## KAT. HOMEP

BS-010221-MK

Ротор Ri-12/10



**LMC-56**  
Without rotor  
Центрифуга лабораторная

**LMC-56** – это настольная низкоскоростная многофункциональная центрифуга для рутинных лабораторных задач. Идеально подходит для биохимических, цитологических, иммунологических анализов. Может быть использована для приготовления проб в исследовательских биомедицинских и генетических лабораториях. ...

[читать далее](#)



**BN-13/75**  
BS-010208-PK  
комплект адаптеров

Для ротора R-12/10, Ri-12/10 дополнительные адаптеры (12 шт) - BN-13/75 для вакутайнеров 2-5 мл



**BN-13/100**  
BS-010208-QK  
комплект адаптеров

Для ротора R-12/10, Ri-12/10 дополнительные адаптеры (12 шт) - BN-13/100 для вакутайнеров 4-8 мл



**BN-16/100**  
BS-010208-RK  
комплект адаптеров

Для ротора R-12/10, Ri-12/10 дополнительные адаптеры (12 шт) - BN-16/100 для вакутайнеров 8-10 мл



**RR-U**  
BS-010208-UK  
штатив для роторов

Штатив для роторов



**BN-16/90**  
BS-010208-SK  
комплект стаканов к ротору R-12/10 R-24/10

Запасной комплект стаканов (12 шт.) к ротору R-12/10, R-24/10. Пластиковые стаканы.