

Ri-12/15 ротор

ОПИСАНИЕ

Одноразовая пробирка пластиковая с коническим дном и крышкой

СПЕЦИФИКАЦИЯ

Тип ротора	колебательный (Swing-out)
Размеры пробирки (Ø × длина)	17 × 120 мм
Количество мест	12
Объем	15 мл
Макс. скорость	4200 об/мин
Макс. RCF: LMC-3000	1610 × g
Макс. LMC-4200R	3160 × g
Производители пробирок:	Nunc, Greiner, Sarstedt, Corning, Greiner Bio-one и т.д.
Автоклавируемая	+



KAT. HOMEP

BS-010221-KK

Ротор Ri-12/15

АКСЕССУАРЫ



LMC-56

Without rotor

Центрифуга лабораторная

LMC-56 — это настольная низкоскоростная многофункциональная центрифуга для рутинных лабораторных задач. Идеально подходит для биохимических, цитологических, иммунологических анализов. Может быть использована для приготовления проб в исследовательских биомедицинских и генетических лабораториях. ...

[читать далее](#)



RR-U

BS-010208-UK

штатив для роторов

Штатив для роторов



BN-17/120

BS-010208-TK

комплект стаканов к ротору R-12/15

Запасной комплект стаканов (12 шт.) к ротору R-12/15. Пластиковые стаканы.

