

Ri-24GC, ротор

ОПИСАНИЕ

Ротор на 24 гелевые карты для серологического тестирования по группам крови RCF 280 x g

СПЕЦИФИКАЦИЯ

Тип ротора	колебательный (Swing-out)
Размеры карты (Д × Ш)	53 × 74 мм
Количество мест	24
Макс. скорость	1500 об/мин
Макс. RCF: LMC-3000	280 × g
Макс. LMC-4200R	280 × g
Производители гелевых карт	Grifols, DiaMed и т.д.
Автоклавируемая	+



КАТ. НОМЕР

BS-010221-NK

Ротор Ri-24GC

АКСЕССУАРЫ



LMC-56
Without rotor
Центрифуга лабораторная

LMC-56 – это настольная низкоскоростная многофункциональная центрифуга для рутинных лабораторных задач. Идеально подходит для биохимических, цитологических, иммунологических анализов. Может быть использована для приготовления проб в исследовательских биомедицинских и генетических лабораториях. ...

[читать далее](#)



RR-U
BS-010208-UK
штатив для роторов

Штатив для роторов