

4 CHW Logger

ОПИСАНИЕ

Терминал контроля объема жидкости **4 CHW Logger** предназначен для установки 3х емкостей промывочных растворов и одной емкости для слива. **4 CHW Logger** снабжен весовым датчиком для определения степени заполнения емкостей.

СПЕЦИФИКАЦИЯ

Максимальная нагрузка на чашу весов	2 кг
Размеры (Д×Ш×В)	267 × 252 × 97 мм
Вес	3 кг



КАТ. HOMEР

BS-060102-AK

4CHW Logger



3D-IW8
BS-060102-AAI

Inteliwasher - Промыватель планшетов автоматический

Прибор представляет собой полностью программируемое промывочное устройство для 96-ти луночных планшетов и держателя слайдов с биочипами «Fast Frame Multi-Slide Plate». Регулировка параметров заливки, замачивания, аспирации и встряхивания даёт возможность легко ...

[читать далее](#)



IW-8
BS-060106-AAI

Автоматический промыватель планшетов

На территории России данная модель прибора распространяется под названием - промыватель планшетов автоматический "Акварин". Эксклюзивное право продажи принадлежит ЗАО "Вектор-Бест-Европа" Тел: (495) 710-76-96.

IW-8 — автоматическое промывающее устройство для планшетов, ...

[читать далее](#)