

TubeSpin® Bioreactor 50 - 20

ОПИСАНИЕ

50 мл пробирки с мембранным фильтром TubeSpin® Bioreactor 50, TPP® 20 шт.


СПЕЦИФИКАЦИЯ

Количество пробирок в комплекте

20

Объем

50 мл



KAT. HOMEP

BS-010158-AK

50 мл пробирки с мембранным фильтром
TubeSpin® Bioreactor 50, TPP®
20 шт.

АКСЕССУАРЫ



RTS-1

С пробирками TPP TubeSpin® Bioreactor 50 мл, 20 шт
Персональный биореактор

RTS-1 и RTS-1C являются персональными биореакторами, которые используют запатентованную технологию Reverse-Spin®, которая применяет неинвазивное, механически управляемое, энергосберегающее, инновационное перемешивание, когда клеточная суспензия смешивается вращением биореактора вокруг своей оси с изменением ...

[читать далее](#)



RTS-1C

С пробирками TPP TubeSpin® Bioreactor 50 мл, 20 шт
Персональный биореактор

RTS-1 и RTS-1C являются персональными биореакторами, которые используют запатентованную технологию Reverse-Spin®, которая применяет неинвазивное, механически управляемое, энергосберегающее, инновационное перемешивание, когда клеточная суспензия смешивается вращением биореактора вокруг своей оси с изменением ...

[читать далее](#)