


TubeSpin® Bioreactor 50 - 180

ОПИСАНИЕ

50 мл пробирки с мембранным фильтром TubeSpin® Bioreactor 50, TPP® 180 шт.

СПЕЦИФИКАЦИЯ

Количество пробирок в комплекте	180
Объем	50 мл



КАТ. HOMEP

BS-010158-CK

50 мл пробирки с мембранным фильтром
TubeSpin® Bioreactor 50, TPP®
180 шт.

АКСЕССУАРЫ



RTS-1

С пробирками TPP TubeSpin® Bioreactor 50 мл, 20 шт
Персональный биореактор

RTS-1 и RTS-1C являются персональными биореакторами, которые используют запатентованную технологию Reverse-Spin®, которая применяет неинвазивное, механически управляемое, энергосберегающее, инновационное перемешивание, когда клеточная суспензия смешивается вращением биореактора вокруг своей оси с изменением ...

[читать далее](#)



RTS-1C

С пробирками TPP TubeSpin® Bioreactor 50 мл, 20 шт
Персональный биореактор

RTS-1 и RTS-1C являются персональными биореакторами, которые используют запатентованную технологию Reverse-Spin®, которая применяет неинвазивное, механически управляемое, энергосберегающее, инновационное перемешивание, когда клеточная суспензия смешивается вращением биореактора вокруг своей оси с изменением ...

[читать далее](#)