


## 200 мкл наконечники с фильтром

### ОПИСАНИЕ

Особенности наконечников:

- Наконечники изготовлены из высококачественного медицинского полипропилена, а фильтрующий элемент – из сверхвысокомолекулярного полиэтилена, обладающего хорошей гидрофобностью;
- Фильтрующий элемент эффективно защищает пипетку от влаги, чтобы гарантировать безопасность аспирации образца;
- Нет внутреннего покрытия поверхности, не загрязняет образец;
- Имеет точные отметки;
- Не содержит ДНКаз, РНКаз и пирогенов;
- Можно автоклавировать;
- Подходит для обычных пипеток, таких как Biosan (серия Assist) Eppendorf и Gilson;
- Поставляется в стерильных штативах, 96 шт. в штативе.



### СПЕЦИФИКАЦИЯ

Размер (В×Ø)

59 × 0.5 мм

### КАТ. НОМЕР

BSH35S1

200 мкл - 96 шт. в штативе



Assist  
Adjustable volume pipettes - Single channel  
Серия пипеток

Серия пипеток Assist – это одноканальные и многоканальные пипетки переменного объема для дозирования жидкости в пределах от 0,1 до 10000 мкл у одноканальных, в зависимости от модели.

Многоканальные (8 и ...

[читать далее](#)