

## PP-20/4, платформа

### ОПИСАНИЕ

Плоская платформа с нескользящим резиновым покрытием позволяет размещать различные контейнеры с низким профилем.

### СПЕЦИФИКАЦИЯ

Размеры рабочей поверхности

365 × 465 × 510 мм



### КАТ. HOMER

BS-010126-EK

Платформа PP-20-4



PSU-20i  
Without platform  
Орбитальный шейкер

Шейкер PSU-20i обеспечивает три вида движения: орбитальное, возвратно-поступательное и вибрационное, которые могут быть реализованы по отдельности, попарно, а также последовательно в повторяющемся цикле. Прибор рассчитан на использование как в небольших ...

[читать далее](#)