

PP-20/2, платформа

ОПИСАНИЕ

Плоская платформа с нескользящим резиновым покрытием позволяет размещать различные контейнеры с низким профилем.

СПЕЦИФИКАЦИЯ

Размеры рабочей поверхности

365 × 465 × 170 мм



КАТ. НОМЕР

BS-010126-CK

Платформа PP-20-2



PSU-20i
Without platform
Орбитальный шейкер

Шейкер PSU-20i обеспечивает три вида движения: орбитальное, возвратно-поступательное и вибрационное, которые могут быть реализованы по отдельности, попарно, а также последовательно в повторяющемся цикле. Прибор рассчитан на использование как в небольших ...

[читать далее](#)