


IKA

designed for scientists



R 2722 H-Штатив

/// Технический паспорт

Очень устойчивый штатив с подставкой в форме буквы H, не дающей ему заваливаться назад. Гарантирует оптимальную устойчивость для приборов и приспособлений большого размера и веса, например, реологических приборов с верхне-приводными мешалками. Штатив имеет регулировочный винт, при помощи которого его можно установить даже на недостаточно ровной поверхности стола.

www.ika.com

Производитель оставляет за собой право технических изменений



IKAworlwide



IKAworlwide /// #lookattheblue



@IKAworlwide



designed for scientists

Технические данные

| | |
|--------------|------------------|
| Диаметр [mm] | 34 |
| Размеры [mm] | 460 x 1010 x 420 |
| Вес [kg] | 4.558 |

