

ЦЕНТРИФУГИ ЛАБОРАТОРНЫЕ

Модель	UC-1412A	UC-1412D
Максимальная скорость вращения, об/мин	4 000	
Точность установки, об/мин	ручная, плавная	50
Вместимость ротора	12*20 мл	
Контроллер	аналоговый	цифровой
Тип ротора	угловой	
Центробежное ускорение	2 325 g	
Таймер	до 30 мин	1-99 мин
Уровень шума, dB	70	
Внешние размеры (ДхШхВ), мм	280x310x260	
Габариты в упаковке (ДхШхВ), мм	340x350x360	
Вид упаковки	коробка, гофрокартон, 1 место	
Вес, кг	8	
Мощность, Вт	135	
Электропитание	220 В; 50-60 Гц	



UC-1412A



UC-1412D

Применяются для разделения фракций различной плотности.

Достоинства моделей:

- Бесколлекторный двигатель обеспечивает длительный срок эксплуатации.
- Корпус центрифуг из высокопрочного пластика препятствует образованию пятен и сколов краски.
- Эргономичный дизайн позволяет без особого труда разместить центрифуги даже в небольших помещениях.
- Сбалансированный ротор препятствует образованию постороннего шума.
- Плавный набор скорости обеспечивает долговременную эксплуатацию прибора.

Аксессуары и принадлежности:



9-8-15

Пробирка центрифужная 15 мл



Адаптеры для пробирок на 15 мл



Ротор центрифуги UC-1412A, UC-1412D