

## СЧЕТЧИКИ КОЛОНИЙ



UT-5501




UT-5502

Модель	UT-5501	UT-5502
Нижняя подсветка	Регулируемая, 16 уровней яркости	
Верхняя подсветка	Не регулируемая светодиодная отключаемая	
Материал корпуса	Пластик, покрытый порошковой краской	
Цифровой дисплей	0 до 9999	
Увеличение линзы	Комбинированная 2X, 3X на гибком штативе	
Размер линзы	Ø 150 мм	
Звуковая система фиксации нажатия	Есть	
Обратный отсчет	Есть	
Сброс	Есть	
Допустимый размер емкостей с образцами	Ø до 90мм	Ø до 150 мм
Размеры (без учета линзы), мм	240x180x70	400x300x95
Вес нетто, кг	1,0	1,5
Вес брутто, кг	1,5	2,0
Мощность, Вт	15	
Электропитание	220 В, 50/60Гц	

Предназначены для ручного полуавтоматического счёта колоний бактериальных или эукариотических клеток. Подсчёт колоний производится на культуральных чашках или чашках Петри.

### Достоинства моделей:

- Эргономичный дизайн облегчает работу оператора и обслуживание приборы.
- Регулировка яркости подсветки облегчает подсчет колоний бактерий.
- Большой дисплей и звуковое подтверждение нажатия на стилус облегчают контроль точности подсчета.
- Гибкий штатив позволяет устанавливать увеличивающую линзу на удобном для пользователя расстоянии и под удобным углом.
- Яркая сетка рабочей зоны облегчает определение границ колоний бактерий.



Комбинированная линза

### Аксессуары и принадлежности:



6-300-2

Контроллер для пипеток автоматический



6-300-2

Контроллер для пипеток механический



6-5-50

Диспенсер 5-50 мл



6-210-20

Груша для пипеток трехклапанная



9

Банки с винтовой крышкой