

**КОЛБОНАГРЕВАТЕЛИ**

Модель	Объем, мл	Мощность, Вт	Нагрев, °С	Внешние размеры, см	Контроллер	Вес, кг
<b>Одноместные</b>						
UT-4120D	0,25	180	до 350	29x18x13	цифровой	2,0
UT-4100D	0,5	250	до 350	32x20x13		2,5
UT-4110D	1,0	300	до 350	25x25x13		3,5
UT-4102D	2,0	500	до 350	39x28x13		5,5
UT-4101E	0,1	100	до 450	Ø22x16,5	аналоговый	2,0
UT-4120E	0,25	150	до 450	Ø22x16,5		2,0
UT-4100E	0,5	250	до 450	Ø22x16,5		2,0
UT-4110E	1,0	350	до 450	Ø28x22		3,5
UT-4102E	2,0	450	до 450	Ø33x23		4,5
UT-4103E	3,0	600	до 450	Ø24x24,5		5,0
UT-41xxE	возможно изготовление колбонагревателей до 20 л					
<b>Многоместные</b>						
UT-4100-3	0,5x3	750	до 450	57x32x15	аналоговый	9,0
UT-4110-3	1,0x3	1050	до 450	63x26x24		12,0
<b>Одноместные с магнитной мешалкой до 700 об/мин</b>						
UT-4100S	0,5	270	до 450	Ø22x16,5	аналоговый	2,2
UT-4110S	1,0	370	до 450	Ø28x22		3,7

**Достоинства моделей:**

- Удобная система управления. Жидкокристаллический дисплей позволяет точно устанавливать нужную температуру нагрева (для моделей «D»).
- Эргономичный дизайн облегчает использование и обслуживание приборов.
- Корпус изготовлен из стали, покрытой стойкой к химическому воздействию порошковой краской.
- Нагревательный элемент изготовлен из стекловолокна с нихромовой проволокой.
- Приборы обладают отличным соотношением цены и качества.

**Аксессуары и принадлежности:**



6-450-120

Подставка корковая для колб




6-190-100

Прихватка лабораторная



6-205-30

Щипцы для колб



UT-4100D



UT-4100E



UT-41XX-3