

ЛАБОРАТОРНЫЕ БАНИ СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЕ (МАСЛЯНАЯ, ПЕСЧАНАЯ, ГЛУБОКАЯ)



UT-4012



UT-4415



UT-4334

Модель	UT-4012	UT-4415	UT-4334E
Теплоноситель	масло	песок	вода
Объем, л	13	15	36
Материал корпуса	сталь, покрытая порошковой краской		
Материал ванны	нержавеющая сталь		
Внешние размеры	295x235x200	500x300x100	840x430x360
Внутренние размеры	545x380x280	790x425x190	600x300x200
Нагрев, °C	до 200	до 300	до +100
Мощность, Вт	800	3000	2000
Контроллер	Цифровой		
Таймер	0-999 мин		
Вес	9,5	15	18
Электропитание	220 В 50/60 Гц		

Предназначены для нагревания, выпаривания, высушивания, экстракции и других операций термической обработки проб.

Достоинства моделей:

- Простота и надежность конструкции обеспечивают длительный срок эксплуатации.
- Эргономичный дизайн обеспечивает простоту эксплуатации и обслуживания.
- Микропроцессорный PID-контроллер обеспечивает точное поддержание установленной пользователем температуры.
- Приборы обладают отличным соотношением цена/качество.

Аксессуары и принадлежности:



6-300-56
Кольцо утяжелитель



6-190-100
Прихватка лабораторная



6-205-30
Щипцы для колб



3-650-50
Сушилка для посуды,
55 мест



6-50-50
Диспенсер 5-50 мл