


## ПЛИТЫ НАГРЕВАТЕЛЬНЫЕ



UH-0150A



UH-2125D



UH-2840A



UH-4550-set

Модель	UH-2840A	UH-3545A	UH-4060A
Размер платформы, мм	400x280	450x350	600x400
Материал корпуса	сталь, покрытая порошковой краской		
Материал нагревательной поверхности	чугун		
Контроллер	аналоговый		
Точность установки °C	ручная плавная		
Нагрев, °C	комн. +5...+350		
Таймер	нет		
Внешние размеры (ДхШхВ), мм	280x400x190	350x450x190	400x600x190
Вес, кг	14	19	27
Мощность, кВт	1,5	2,0	3,0
Электропитание	220 В; 50-60 Гц		

Модель	UH-0150A	UH-2125D	UH-4550
Размер платформы, мм	Ø150	210x250	184x184
Материал корпуса	сталь, покрытая порошковой краской		
Материал нагревательной поверхности	чугун	термостойкое стекло	стеклокерамика
Контроллер	аналоговый	цифровой	цифровой
Точность установки	ручная плавная	100Вт	±1,0°C
Нагрев, °C	300	500	550
Таймер	нет	0-9 999 мин	нет
Внешние размеры (ДхШхВ), мм	300x200x140	210x250x70	215x360x112
Вес, кг	2,75	1,1	4,5
Мощность, кВт	1,0	1,0	1,0
Электропитание	220 В; 50-60 Гц		

### Достоинства моделей:

- Простота и надежность конструкции обеспечивают длительный срок эксплуатации.
- Эргономичный дизайн обеспечивает простоту эксплуатации и обслуживания.

### Аксессуары и принадлежности:



6-450-120

Подставка корковая для колб



6-200-1

Таймер лабораторный



6-190-100

Прихватка лабораторная