

## ГОМОГЕНИЗАТОР ЛАБОРАТОРНЫЙ



US-4102

Модель	US-4102
Скорость, об/мин	8 000-30 000
Установка скорости	механическая, 6 скоростей
Объем образца, мл	H <sub>2</sub> O 1-250
Вязкость образца, mPas	до 5 000
Материал диспергирующей насадки	нержавеющая сталь 316L с прокладками из фторопласта
Шумность, dB	72
Степень защиты от поражения током	Ip20
Внешние размеры (ДхШхВ), мм	46x55x230
Вес без штатива, кг	0,6
Электропитание	220-240 В, 50-60 Гц



US-4102-2

Предназначен для быстрого смешивания эмульсий или суспензий в лабораторных условиях. Предотвращает образование хлопьев и обеспечивает равномерное распределение вещества в растворе.

### Достоинства модели:

- Маленький вес и удобная конструкция позволяют легко удерживать прибор в одной руке при использовании.
- Универсальная насадка позволяет быстро смешивать образцы объемом от 1 до 250 мл.
- Универсальная насадка, изготовленная из нержавеющей стали, легко моется и автоклавируется.

- Высокая скорость двигателя обеспечивает наилучшее перемешивание за короткое время.
- Удобный переключатель скорости работы прибора позволяет точно подобрать нужную скорость к каждому раствору.

### Аксессуары и принадлежности:



1-100-45

Держатель для пробирок



6-190-100

Прихватка лабораторная



6-200-1

Таймер лабораторный



9-4-1000

Банка, светлое стекло